



Guía de tallas Corsinel®

Elección de la talla adecuada

Usted debe medir el contorno de su abdomen en su máximo volumen / diámetro utilizando una cinta métrica normal.



A continuación, consulte la tabla de equivalencias y busque la talla que mejor se adapte al grado de compresión que necesite.



Corsinel® Faja tubular con panel periestomal recortable

Producto sanitario para la sujeción y la compresión del estoma, la hernia paraestomal y el tratamiento o prevención de la hernia, y los casos en los que sea necesario un orificio individual para la salida de la bolsa de ostomía.



Diseño sin costuras patente exclusiva

Sistema de silicona que evita que se enrolle

Material que permite el paso del aire y la humedad

Material elástico en cuatro direcciones para una compresión controlada

Panel exclusivo con opción de orificio individual

ÚNICA
FAJA
CON ZONA
RECORTABLE

- Máximo confort
- Sin molestias ni presión
- Ajuste perfecto
- Comodidad
- Libertad de movimientos

El exclusivo diseño de la zona recortable frontal ofrece la posibilidad de realizar un orificio para acoplar el disco y la bolsa de ostomía, a la vez que mantiene la compresión controlada del estoma o de la hernia.

La faja tubular recortable no tiene costuras y se adapta al contorno del abdomen.



Tubular - Recortable

Producto	Color	Referencia	Talla	cm
	Blanco	341250	S	78-90
	Negro	341251	S	78-90
	Negro	341253	M	86-98
	Blanco	341255	L	94-106
	Negro	341260	L	94-106
	Negro	341257	XL	102-116
	Blanco	341259	2XL	112-130

*Tener en cuenta que es poco flexible a la hora de elegir la talla

Corsinel® Faja Cinturón

Tras una intervención quirúrgica en el abdomen (desde una cesárea hasta cualquier cirugía digestiva) es comprensible que existan puntos de debilidad a través de los cuales pueden herniarse las vísceras intra-abdominales.

Características

- Faja / prenda íntima.
- Sin molestias ni presión en zona íntima.
- Máximo confort durante todo el día.
- Ajuste perfecto de la prenda al cuerpo.

Faja Cinturón 26 cm. color Beige

Producto	Referencia	Talla	cm
	352022	M	86 - 98
	352023	L	94 - 106
	352024	XL	102 - 116
	352025	2XL	112 - 130



StomaSafe® Plus

Faja de ostomía

La faja de ostomía StomaSafe® Plus oculta y sujeta la bolsa de ostomía, lo que permite al usuario llevar una vida activa. Ayuda a reducir el ruido del contenido y se puede usar con sistemas de una, dos o tres piezas.



Características

- Proporciona sujeción y estabilidad y cubre la bolsa: sistema todo en uno
- Fija la bolsa de ostomía y ayuda al paciente a sentirse seguro
- Oculta y sujeta la bolsa de ostomía y permite llevar una vida activa
- Sin costuras, para pieles sensibles
- La capa interior tiene una apertura para la bolsa del estoma
- Material con microfibra suave, fácil de poner y elástico por lo que da mucha talla
- Tejido flexible y transpirable, cómodo de llevar y no irrita la piel
- Reduce el ruido de la bolsa y su contenido
- Se puede usar con sistemas de una y dos piezas
- Material sin látex para el beneficio del paciente y del cuidador
- Sometido a pruebas para detectar sustancias nocivas, según la norma Oeko-Tex Standard 100

Faja de ostomía color Beige

Producto	Referencia	Talla	cm
	321613	S/M	
	321614	M/L	
	321615	L/XL	